

Flacons en aluminium économiques

- aluminium pur (99,5% Al)
- capuchon à vis en polypropylène avec joint interne en aluminium
- surface mate
- anticorrosion, sans odeur, imperméables à l'air et à la lumière
- excellente résistance à la température et aux radiations
- stérilisables (sans capuchon)
- fermeture parfaitement hermétique, aucun contact du produit avec le plastique
- idéal pour le transport de substances contenant du PCB



i Stockage et transport de substances dangereuses et des échantillons, sans aucune altération physique ou chimique (huiles de transformateur, herbicides, solvants, produits pharmaceutiques, éther, etc.).

capacité	dimensions	référence	Prix HT
38 ml	Ø 35 x h 70 mm	B032738	
60 ml	Ø 40 x h 88 mm	B032760	
120 ml	Ø 57 x h 97 mm	B0327120	
300 ml	Ø 57 x h 160 mm	B0327300	
600 ml	Ø 74 x h 192 mm	B0327600	
1200 ml	Ø 88 x h 248 mm	B03271200	
3000 ml	Ø 161 x h 215 mm	B03273000	
5600 ml	Ø 161 x h 340 mm	B03275600	

Flacons en aluminium conformes à la norme UN



- marquage du code complet de la norme UN sur chaque flacon
- construction d'une pièce en aluminium (99,5% Al) mat, intérieur et extérieur
- filetage interne, avec bague en aluminium
- capuchon avec joint spécial en caoutchouc recouvert de PTFE
- œillet de plombage pour la sécurité du transport d'échantillon

capacité	dimensions	Ø col	code UN	référence	Prix HT
125 ml	Ø 50 x h105 mm	Ø 16 mm	1B1/X/250/91/D/BAM/9190	UB2101	
250 ml	Ø 65 x h140 mm	Ø 16 mm	1B1/X/250/91/D/BAM/9191	UB2102	
500 ml	Ø 80 x h145 mm	Ø 26 mm	1B1/X/250/91/D/BAM/9186	UB2103	
1250 ml	Ø 100 x h205 mm	Ø 27 mm	1B1/X/250/91/D/BAM/9187	UB2105	

Pelles en aluminium



capacité	longueur	pelle (l x L)	référence	Prix HT
5 ml	65 mm	12 x 40 mm	BC8814	
10 ml	85 mm	13 x 52 mm	BC8815	
50 ml	135 mm	24 x 80 mm	BC8816	
65 ml	155 mm	30 x 95 mm	BC8817	
90 ml	185 mm	32 x 115 mm	BC8818	
90 ml	250 mm	35 x 120 mm	BC8827	
90 ml	285 mm	35 x 120 mm	BC8828	
90 ml	365 mm	35 x 120 mm	BC8829	
160 ml	210 mm	37 x 120 mm	BC8819	
240 ml	250 mm	45 x 145 mm	BC8820	
400 ml	290 mm	55 x 175 mm	BC8821	
480 ml	310 mm	57 x 185 mm	BC8822	
900 ml	350 mm	63 x 220 mm	BC8823	
1 600 ml	400 mm	83 x 270 mm	BC8824	
2 500 ml	430 mm	95 x 300 mm	BC8825	

Pelles à balances en aluminium



longueur	largeur	référence	Prix HT
70 mm	32 mm	BC12810	
90 mm	32 mm	BC12811	
105 mm	32 mm	BC12812	
120 mm	32 mm	BC12813	

Flacons de pesée en aluminium

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 30 x h50 mm	OML450	
60 ml	Ø 40 x h35 mm	OML451	
70 ml	Ø 50 x h35 mm	OML452	
120 ml	Ø 40 x h60 mm	OML453	
140 ml	Ø 50 x h70 mm	OML454	
150 ml	Ø 70 x h40 mm	OML455	
195 ml	Ø 75 x h45 mm	OML456	

