


Anses en Contracid



Anses en Contracid :
10 à 20 fois moins cher
que les anses en platine.



- le Contracid est un alliage spécial qui peut être porté à incandescence et remplace avantageusement le platine

Ø fil	Ø anse	référence	Prix HT
anses Contracid longueur 40 mm			
Ø 0,5 mm	Ø 1 mm	AC40051	
	Ø 2 mm	AC40052	
	Ø 3 mm	AC40053	
	Ø 5 mm	AC40055	
Ø 0,7 mm	Ø 1 mm	AC40071	
	Ø 2 mm	AC40072	
	Ø 3 mm	AC40073	
	Ø 5 mm	AC40075	
anses Contracid longueur 60 mm			
Ø 0,5 mm	Ø 1 mm	AC60051	
	Ø 2 mm	AC60052	
	Ø 3 mm	AC60053	
	Ø 5 mm	AC60055	
Ø 0,7 mm	Ø 1 mm	AC60071	
	Ø 2 mm	AC60072	
	Ø 3 mm	AC60073	
	Ø 5 mm	AC60075	
anses Contracid longueur 100 mm			
Ø 0,7 mm	Ø 1 mm	AC100071	
	Ø 2 mm	AC100072	
	Ø 3 mm	AC100073	
	Ø 5 mm	AC100075	


Spatules en Contracid
ou en platine

référence

Prix HT

SPATC Spatule Contracid Ø 0,5 x 40 mm

SPATP Spatule platine Ø 0,5 x 40 mm

Anses ou fils
en Contracid ou en platine iridium

- le **Contracid** est un alliage spécial pouvant être porté à incandescence remplaçant ainsi avantageusement le platine

	Ø fil / Ø anse	référence	Prix HT
Anse Contracid longueur 100 mm	0,5 / 1 mm	AC100/0.5/1	
Anse Contracid longueur 100 mm	0,5 / 2 mm	AC100/0.5/2	
Anse Contracid longueur 100 mm	0,5 / 3 mm	AC100/0.5/3	
Anse Contracid longueur 100 mm	0,5 / 5 mm	AC100/0.5/5	
Anse en platine iridium longueur 60 mm	0,5 / 1 mm	AP60/0,5/1	
Anse en platine iridium longueur 60 mm	0,5 / 3 mm	AP60/0,5/3	
Fil Contracid, les 10 cm	0,5 mm	FILC05	
Fil platine iridium, les 10 cm	0,7 mm	FILP/0,7	-