



Armoires de sécurité modulables



1

2

3

4

Construction - Équipement

- construction en acier 10/10^{ème} recouvert peinture époxy blanche
- pictogrammes normalisés
- bac de rétention amovible au bas de chaque compartiment
- étagères de rétention réglables en hauteur

Sécurité

- entrée d'air avec grille au bas des portes
- raccord de ventilation Ø 100 mm
- ventilation / filtration forcée en option
- portes à fermeture à clé
- portes pleines ou vitrées, suivant modèles
- portes battantes, sauf modèles à tiroirs sur rails coulissants avec roulettes



Systèmes de ventilation et filtration

Kit de raccordement :

Tous les caissons sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :

- 1 gaine de 1 mètre,
- 1 collerette Ø 100 mm,
- 2 colliers de serrage



Ventilation avec rejet vers l'extérieur

Ventilation sans filtration, rejet des vapeurs vers l'extérieur. Le kit comprend 1 caisson et 1 kit de raccordement armoire/caisson, reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur. Modèle standard ou ATEX CE II 3G (protégés contre les risques d'explosion)



5

ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 5 Caisson standard
TX9170 Caisson ATEX CE II 3G avec raccords

Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

L'air est filtré avant d'être rejeté dans le local. Le kit, proposé en 2 versions, comprend 1 caisson, 1 kit de raccordement armoire/caisson

caisson NFX15211 : conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement, de vitesse d'air







6








caisson ATEX CE II 3G protégé contre les risques d'explosion
















7

	ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local	vapeurs organiques	vapeurs organiques vapeurs corrosives
selon norme NFX15211 6	caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9120 1 407,00 € TX9125 240,00 €	TX9160 1 605,00 € TX9165 331,00 €
ATEX CE II 3G 7	caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9130 2 494,00 € TX9115 254,00 €	TX9180 2 818,00 € TX9145 331,00 €

Coffres sur / sous paillasse	1 compartiment / 1 porte	1 compartiment / 2 portes	2 compartiments / 2 portes
			
capacité de stockage	30 litres	60 litres	2 x 30 litres
étagères de rétention acier / bac de rétention acier	1 étagère / 1 bac	1 étagère / 1 bac	2 étagères / 1 bac
dimensions extérieures (lxpxh) / poids	560 x 545 x h670 mm / 25 kg	1100 x 545 x h670 mm / 48 kg	1100 x 545 x h670 mm / 50 kg
Coffres de sécurité modulables	TX2160	TX2165	TX2170
Coffre de sécurité modulable ventilé	-	-	TX2175
accessoires			
étagère de rétention en acier supplémentaire	TX9019	TX9020	-
surétagère en PVC 530 x 460 x h 20 mm	TX9023	TX9023	TX9023
bac de rétention en PVC 530 x 460 x h 90 mm	TX9215	TX9215	TX9215

Armoires hautes largeur 560 mm	1 compartiment 1 porte pleine	1 compartiment 1 porte vitrée	2 compartiments 2 portes pleines		3 compartiments 3 portes pleines	
						
	étagères en acier	étagères en acier	étagères en acier	étagères acier / PVC	étagères en acier	étagères acier / PVC
capacité de stockage / rétention	150 litres / 40 litres	150 litres / 40 litres	2 x 55 litres / 2 x 35 litres	2 x 55 litres / 2 x 35 litres	3 x 30 litres / 3 x 30 litres	3 x 30 litres / 3 x 30 litres
étagères de rétention en acier / PVC	3 x acier	3 x acier	4 x acier	4 x acier / 2 x PVC	3 / - étagères	3 / 1 étagères
bacs de rétention en acier / PVC	1 x acier	1 x acier	2 x acier	1 x acier / 1 x PVC	3 x acier	2 x acier / 1 x PVC
dimensions extérieures (lxpxh)	560 x 545 x h1825 mm	560 x 545 x h1825 mm	560 x 545 x h1825 mm	560 x 545 x h1825 mm	560 x 545 x h1825 mm	560 x 545 x h1825 mm
poids	55 kg	55 kg	95 kg	95 kg	95 kg	95 kg
Armoires de sécurité modulables	TX2180 1	TX2185 2	TX2190	TX2195	TX2210	TX2215
accessoires						
étagère de rétention en acier suppl.	TX9019	TX9019	TX9019	TX9019	TX9019	TX9019
surétagère en PVC 530 x 460 x h20 mm	TX9023	TX9023	TX9023	TX9023	TX9023	TX9023
bac de rétention PVC 530 x 460 x h90 mm	TX9215	TX9215	TX9215	TX9215	TX9215	TX9215

Armoires hautes largeur 1100 mm	1 compartiment 2 portes pleines	1 compartiment 2 portes vitrées	2 compartiments 2 portes pleines	2 compartiments 2 portes vitrées	4 compartiments 4 portes pleines	4 compartiments 2 portes pleines	4 compartiments 2 portes vitrées
							
capacité stockage / rétention	300 / 80 litres	300 / 80 litres	2 x 130 / 2 x 46 litres	2 x 130 / 2 x 46 litres	4 x 55 / 4 x 39 litres	4 x 55 / 4 x 39 litres	4 x 55 / 4 x 39 litres
étagères de rétention acier / PVC	3 / - étagères	3 / - étagères	6 / - étagères	6 / - étagères	8 / - étagères	8 / 2 étagères	8 / 2 étagères
bacs de rétention acier / PVC	1 / - bac	1 / - bac	2 / - bacs	2 / - bacs	4 / - bacs	3 / 1 bacs	3 / 1 bacs
dimensions ext. (lxpxh) mm	1100 x 545 x h1825	1100 x 545 x h1825	1100 x 545 x h1825	1100 x 545 x h1825	1100 x 545 x h1825	1100 x 545 x h1825	1100 x 545 x h1825
poids	95 kg	95 kg	115 kg	115 kg	190 kg	130 kg	130 kg
Armoires modulables	TX2240 3	TX2245 4	TX2250	TX2255	TX2260	TX2265	TX2270
accessoires							
étagère de rétention acier suppl.	TX9020	TX9020	TX9022	TX9022	TX9019	TX9022	TX9022
surétagère en PVC	TX9023	TX9023	TX9023	TX9023	TX9023	TX9023	TX9023
bac de rétention PVC	TX9215	TX9215	TX9215	TX9215	TX9215	TX9215	TX9215

Armoires hautes à tiroirs	1 tiroir porte pleine 1 compartiment	2 tiroirs portes pleines 2 compartiments	3 tiroirs portes pleines 3 compartiments	4 tiroirs portes pleines 4 compartiments
				
capacité de stockage / rétention	120 litres / 20 litres	240 litres / 40 litres	360 litres / 60 litres	480 litres / 80 litres
étagères de rétention en acier / PVC	4 étagères	8 étagères	12 étagères	16 étagères
dimensions extérieures (lxpxh)	560 x 545 x h1825 mm	1120 x 545 x h1825 mm	1280 x 545 x h1825 mm	2240 x 545 x h1825 mm
poids	80 kg	160 kg	240 kg	320 kg
Armoires à tiroirs modulables	TX2220	TX2225	TX2230	TX2235
accessoires				
étagère de rétention en acier suppl.	TX9021	TX9021	TX9021	TX9021
surétagère en PVC 530 x 460 x h 20 mm	TX9024	TX9024	TX9024	TX9024