

## Entonnoirs tige courte en verre borosilicaté 3.3

DURAN GROUP

VERRE  
borosilicaté 3.3



- angle de 60°
- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques, autoclavables
- conviennent à une utilisation avec des liquides brûlants et/ou agressifs

Ø sup. x h	tige Ø x h	Ø papier filtre	référence	Prix HT
35 x 60 mm	6 x 35 mm	45 / 55 mm	GW2952	
45 x 80 mm	6 x 45 mm	55 / 70 mm	GW2953	
55 x 95 mm	8 x 55 mm	70 / 90 mm	GW2954	

## Béchers gradués forme basse en TPX®



- graduations imprimées
- capacité 25 ml à 5000 ml

capacité	dimensions	référence	Prix HT
25 ml	Ø42 x 40 mm	NA1022	
50 ml	Ø51 x 51 mm	NA1023	
250 ml	Ø82 x 82 mm	NA1025	
500 ml	Ø100 x 101 mm	NA1027	
600 ml	Ø106 x 107 mm	NA1028	
1000 ml	Ø127 x 126 mm	NA1029	

## Cristallisoirs SANS bec verseur en verre sodocalcique

LMR®

VERRE  
sodocalcique



- conformes à la norme DIN 12338
- parois d'épaisseur constante et uniforme permettant de chauffer des substances
- autoclavables à +121°C

capacité	Ø x h (mm)	réF	Prix HT
3500 ml	Ø 230 x 100 mm	TD4324	
5000 ml	Ø 250 x 120 mm	TD4325	