

Incubateur TempShaker® à agitation orbitale

charge maxi

3 kg

vitesse maxi

300 tr/min



temp. maxi

+75°C

- vue d'ensemble sur 360°
- régulation précise de la température
- accès rapide à l'intérieur de la chambre en inclinant complètement le couvercle vers la gauche, la droite ou vers l'arrière, ou en utilisant le hublot frontal basculant
- le couvercle très léger peut être facilement retiré pour le nettoyage, la fixation des accessoires et la mise en place des échantillons
- flux de température étudié pour éviter la perte de chaleur lors de l'ouverture du hublot
- montée en température rapide : +75°C en 20 min
- affichage digital de la vitesse et de la température
- réglage par boutons tactiles
- incubateur livré avec couvercle et plate-forme
- 4 plates-formes interchangeables sans outil et leurs accessoires en option



Plates-formes
interchangeables.



1



2



3



4

	Incubateur orbital plate-forme antidérapante	Incubateur orbital plate-forme adhésive	Incubateur orbital plate-forme pour pinces tulipes	Incubateur orbital plate-forme universelle 3 rouleaux
vitesse	réglable 20 à 100 tr/min	réglable 35 à 300 tr/min	réglable 35 à 300 tr/min	réglable 35 à 300 tr/min
dimensions internes	40 litres : 305 x 305 x h305 mm	40 litres : 305 x 305 x h305 mm	40 litres : 305 x 305 x h305 mm	40 litres : 305 x 305 x h305 mm
température	+28 à +75°C	+28 à +75°C	+28 à +75°C	+28 à +75°C
chargement maximum	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
mouvement orbital	Ø19 mm	Ø19 mm	Ø19 mm	Ø19 mm
dimensions (lxp) / poids	450 x 480 mm / 9 kg	450 x 480 mm / 9 kg	450 x 480 mm / 9 kg	450 x 480 mm / 9 kg
alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Incubateur TempShaker®	SN1410 1	SN1450 2	SN1460 3	SN1470 4

Plate-forme
antidérapante



6

5

référence

Prix HT

SN1401 Plate-forme
antidérapante [5](#)

SN1301 Plateau superposable
supplémentaire [6](#)

Plate-forme
adhésive



référence

Prix HT

SN1402 Plate-forme adhésive

Plate-forme pour
pinces tulipes pour flacons



7

référence

Prix HT

SN1403 Plate-forme [7](#)

SN1361 Pince flacon 100 ml

SN1362 Pince flacon 125/150 ml


SN1363 Pince flacon 250 ml

SN1364 Pince flacon 500 ml

SN1365 Pince flacon 1 litre

SN1366 Pince flacon 2 litres

Plate-forme universelle
à rouleaux



9

8

référence

Prix HT

SN1404 Plate-forme universelle
3 rouleaux [8](#)

SN1372 Rouleau suppl. [9](#)