



- conformes à la norme ISO 4797
- zone de marquage
- épaisseur de parois uniforme
- modèles avec rodage Quickfit® de qualité supérieure

Ballons col rodé / fond rond en verre borosilicaté 3.3

Ballons col rodé
fond rond



LMR®

VERRE
borosilicaté 3.3

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
rodage 14/23			
5 ml	25 x 65 mm	GW6401	l'unité
10 ml	31 x 70 mm	GW6402	l'unité
25 ml	41 x 75 mm	GW6403	les 10
50 ml	51 x 90 mm	GW6404	les 10
100 ml	64 x 105 mm	GW6405	les 10
250 ml	85 x 125 mm	GW6406	l'unité
500 ml	105 x 145 mm	GW6407	l'unité
rodage 19/26			
25 ml	40 x 80 mm	GW6410	les 10
50 ml	51 x 90 mm	GW6411	les 10
100 ml	64 x 110 mm	GW6412	les 10
250 ml	85 x 130 mm	GW6413	les 10
500 ml	105 x 145 mm	GW6414	l'unité
rodage 24/29			
25 ml	40 x 80 mm	GW6420	les 10
50 ml	50 x 95 mm	GW6421	les 10
100 ml	65 x 110 mm	GW6422	les 10
250 ml	85 x 130 mm	GW6423	les 10
500 ml	105 x 150 mm	GW6424	les 10
1000 ml	132 x 180 mm	GW6425	les 10
rodage 29/32			
25 ml	40 x 80 mm	GW6430	l'unité
50 ml	51 x 90 mm	GW6431	l'unité
100 ml	64 x 115 mm	GW6432	l'unité
250 ml	85 x 135 mm	GW6433	les 10
500 ml	105 x 155 mm	GW6434	les 10
1000 ml	131 x 185 mm	GW6435	l'unité
2000 ml	166 x 220 mm	GW6436	l'unité
3000 ml	185 x 260 mm	GW6437	l'unité
4000 ml	207 x 290 mm	GW6438	l'unité
5000 ml	223 x 305 mm	GW6439	l'unité
6000 ml	236 x 330 mm	GW6440	l'unité
10000 ml	279 x 355 mm	GW6441	l'unité
rodage 34/35			
500 ml	105 x 155 mm	GW6450	l'unité
1000 ml	131 x 185 mm	GW6451	l'unité
2000 ml	166 x 220 mm	GW6452	l'unité
rodage 45/40			
250 ml	85 x 135 mm	GW6460	l'unité
500 ml	105 x 155 mm	GW6461	l'unité
1000 ml	131 x 185 mm	GW6462	l'unité
2000 ml	166 x 220 mm	GW6463	l'unité
3000 ml	185 x 260 mm	GW6464	l'unité
4000 ml	207 x 290 mm	GW6465	l'unité
5000 ml	223 x 305 mm	GW6466	l'unité
6000 ml	236 x 330 mm	GW6467	l'unité
10000 ml	279 x 355 mm	GW6468	l'unité
20000 ml	350 x 490 mm	GW6469	l'unité

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	hauteur	long. col	référence	Prix HT
rodage 10/19				
10 ml	65 mm	15 mm	SW7202	
rodage 14/23				
5 ml	65 mm	15 mm	SW7211	
10 ml	70 mm	15 mm	SW7212	
25 ml	85 mm	10 mm	SW7213	
50 ml	90 mm	15 mm	SW7214	
100 ml	105 mm	15 mm	SW7215	
250 ml	126 mm	15 mm	SW7216	
rodage 19/26				
25 ml	80 mm	15 mm	SW7221	
50 ml	90 mm	15 mm	SW7222	
100 ml	105 mm	15 mm	SW7223	
150 ml	114 mm	10 mm	SW7224	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7225	
500 ml	147 mm	15 mm	SW7226	
rodage 24/29				
25 ml	80 mm	15 mm	SW7230	
50 ml	90 mm	15 mm	SW7231	
100 ml	105 mm	15 mm	SW7232	
150 ml	115 mm	15 mm	SW7233	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7234	
500 ml	163 mm	15 mm	SW7235	
1000 ml	180 mm	15 mm	SW7236	
2000 ml	240 mm	20 mm	SW7238	

Ballons QUICKFIT®
col rodé / fond rond



capacité	hauteur	long. col	référence	Prix HT
rodage 29/32				
100 ml	105 mm	15 mm	SW7241	
150 ml	120 mm	15 mm	SW7242	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7243	
500 ml	163 mm	15 mm	SW7244	
1000 ml	183 mm	10 mm	SW7245	
2000 ml	240 mm	15 mm	SW7246	
5000 ml	276 mm	15 mm	SW7247	
rodage 34/35				
100 ml	105 mm	10 mm	SW7251	
150 ml	118 mm	10 mm	SW7252	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7253	
500 ml	163 mm	25 mm	SW7254	
1000 ml	196 mm	20 mm	SW7255	
5000 ml	280 mm	20 mm	SW7258	

Bacs à expérience usage intensif

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



Applications : poudres de séchage et cristaux, coloration et développement, collection de gouttes, électrophorèse sur gel, chromatographie sur papier, dissection, etc.

- parois d'épaisseur constante, uniforme et régulière
- forte résistance aux chocs
- autoclavables
- adaptés aux fours à micro-ondes



capacité	dim. (L x l x h)	référence	Prix HT
2000 ml	275 x 175 x 37 mm	VU31	les 4
2000 ml	200 x 200 x 50 mm	VU32	les 4
3500 ml	325 x 225 x 50 mm	VU33	les 4
4500 ml	380 x 255 x 50 mm	VU34	les 4