

Floculateurs multipostes Stuart



1

- ▶ permettent des conditions reproductibles entre les échantillons



2

- 2 programmes prédéfinis, les paramètres sont mémorisés et peuvent être rappelés ou modifiés à tout moment
- visualisation des échantillons grâce à un éclairage diffus et un fond sombre
- contrôle précis de la vitesse de rotation
- les pales d'agitation en acier inox peuvent être gérées individuellement, même en cours de fonctionnement
- capacité 2 ou 6 béchers de 1 litre
- alarme sonore en fin de cycle
- doseur de coagulant simultané en option

capacité	2 postes	6 postes
vitesse	25 à 250 tr/min	25 à 250 tr/min
minuterie	-	0 à 99 minutes
contrôle	boutons ON/OFF	clavier tactile
affichage	vitesse	vitesse et temps
puissance	18 W	23 W
poignée de transport	poignée de transport	-
dim. (lxpxh)	320 x 210 x h500 mm	750 x 210 x h460 mm
poids	8,6kg	17 kg
Floculateurs	YB2510 1	YB2520 2
accessoires		
doseur de coagulant	YB2501	YB2501