

### Pelles économiques polypropylène

PP




- moulées en polypropylène naturel
- rigides, solides et lisses
- autoclavables à la vapeur à +121°C

capacité	dim. (hors poignée)	long. poignée	référence	Prix HT
22 ml	60 x 29 x 25 mm	32 mm	F36747 les 12	
50 ml	76 x 40 x 29 mm	76 mm	F36748 les 12	
75 ml	89 x 38 x 32 mm	48 mm	F36749 les 12	
100 ml	92 x 48 x 35 mm	102 mm	F36750 les 12	
200 ml	127 x 51 x 51 mm	64 mm	F36753 les 12	
1100 ml	203 x 121 x 76 mm	102 mm	F36756 les 12	

### Pelles arrondies polyéthylène HDPE

Kartell

PE  
HDPE


- moulées
- rigides, solides et lisses
- compatibles contact alimentaire

capacité	longueur	référence	Prix HT
250 ml	250 mm	VA1550	l'unité
500 ml	300 mm	VA1551	l'unité
1000 ml	350 mm	VA1552	l'unité
2000 ml	400 mm	VA1553	l'unité

### Pelles polypropylène

VITLAB

PP



- compatibles contact alimentaire
- coloris blanc
- manche solide
- marquage du volume sur le dessus du manche
- vendues à l'unité

capacité	longueur	référence	Prix HT
2 ml	60 mm	LX4108	
5 ml	82 mm	LX4109	
10 ml	100 mm	LX4101	
25 ml	135 mm	LX4102	
50 ml	160 mm	LX4103	
100 ml	200 mm	LX4104	
250 ml	260 mm	LX4105	
500 ml	315 mm	LX4106	
1000 ml	400 mm	LX4107	

### Pelles colorées polypropylène

VITLAB

PP



- compatibles contact alimentaire
- 8 coloris
- manche solide
- marquage du volume sur le dessus du manche

coloris	50 ml	100 ml	250 ml	Prix HT
<b>longueur</b>	160 mm	200 mm	260 mm	
● Rouge	VA1501	VA1511	VA1521	
● Bleu outre mer	VA1502	VA1512	VA1522	
● Gris	-	VA1513		
● Noir	-	VA1514		
● Jaune	-	VA1515		
● Bleu marine	-	VA1516		
● Vert	-	VA1517		
● Bleu clair	-	VA1518		