


### Spatules de Ayre en bois



modèle	référence	Prix HT
Spatules AYA standard	<b>AYA</b> les 1000	
Spatules AYB spéciales	<b>AYB</b> les 1000	

### Spatules de Ayre en bois



- bords arrondis
- modèle stérile par oxyde d'éthylène
- longueur totale 178 mm

modèle	référence	Prix HT
Spatules standard	<b>AX3161</b> les 100	
Spatules <b>stériles Peel-Pack</b>	<b>AX3162</b> les 500	

### Spatules de Ayre en plastique



- polypropylène autoclavable
- bords arrondis
- modèle stérile par oxyde d'éthylène
- longueur totale 179 mm

référence	référence	Prix HT
Spatules standard	<b>AX3165</b> les 500	
Spatules <b>stériles Peel-Pack</b>	<b>AX3166</b> les 500	
Spatules <b>stériles Flow-Pack</b>	<b>AX3167</b> les 500	

### Tubes avec milieu enrichi



milieu de culture	capuchon	tube	référence	Prix HT
<b>spécial Salmonelles</b>	blanc	2 ml	<b>AX304210</b> les 60	
<b>enrichi Standard</b>	gris	2 ml	<b>AX304211</b> les 60	
<b>enrichi LIM Broth</b>	bleu	2 ml	<b>AX304212</b> les 60	

#### Milieu Spécial Salmonelles

- inhibe la prolifération des microbiotes intestinaux
- particulièrement adapté pour isoler les Salmonelles à partir d'échantillons fécaux, de la nourriture et / ou de l'eau
- support pour l'enrichissement des échantillons cliniques et industriels

#### Milieu enrichi Standard

- milieu d'enrichissement pour l'isolement et la culture de bactéries aérobies et anaérobies et des bactéries sensibles, ainsi que des échantillons cliniques

#### Milieu enrichi LIM Broth

- milieu d'enrichissement sélectif pour Streptococcus du groupe B, y compris S. agalactiae