

Ballons à fond rond et col rodé en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 4797, sauf les références signalées *
- zone de marquage

capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
rodage 14/23				
5 ml	14/23	Ø 30 mm	EZ1010 *	les 10
10 ml	14/23	Ø 35 mm	EZ1011	les 10
25 ml	14/23	Ø 41 mm	EZ1012	les 10
50 ml	14/23	Ø 51 mm	EZ1013	les 10
100 ml	14/23	Ø 64 mm	EZ1014	les 10
250 ml	14/23	Ø 85 mm	EZ1015 *	les 10
rodage 19/26				
25 ml	19/26	Ø 41 mm	EZ1020 *	les 10
50 ml	19/26	Ø 51 mm	EZ1021	les 10
100 ml	19/26	Ø 64 mm	EZ1022	les 10
250 ml	19/26	Ø 85 mm	EZ1023	les 10
500 ml	19/26	Ø 105 mm	EZ1024 *	les 10
rodage 24/29				
50 ml	24/29	Ø 51 mm	EZ1030	les 10
100 ml	24/29	Ø 64 mm	EZ1031	les 10
250 ml	24/29	Ø 85 mm	EZ1032	les 10
500 ml	24/29	Ø 105 mm	EZ1033	les 10
1000 ml	24/29	Ø 131 mm	EZ1034	les 10
2000 ml	24/29	Ø 166 mm	EZ1035	les 10
rodage 29/32				
50 ml	29/32	Ø 51 mm	EZ1040	les 10
100 ml	29/32	Ø 64 mm	EZ1041	les 10
250 ml	29/32	Ø 85 mm	EZ1042	les 10
500 ml	29/32	Ø 105 mm	EZ1043	les 10
1000 ml	29/32	Ø 131 mm	EZ1044	les 10
2000 ml	29/32	Ø 166 mm	EZ1045	les 10
3000 ml	29/32	Ø 185 mm	EZ1046 *	l'unité
4000 ml	29/32	Ø 207 mm	EZ1047	l'unité
5000 ml	29/32	Ø 223 mm	EZ1048 *	l'unité
6000 ml	29/32	Ø 236 mm	EZ1049 *	l'unité
10000 ml	29/32	Ø 279 mm	EZ1050 *	l'unité
20000 ml	29/32	Ø 345 mm	EZ1051 *	l'unité
rodage 45/40				
250 ml	45/40	Ø 85 mm	EZ1060 *	les 10
500 ml	45/40	Ø 105 mm	EZ1061	les 10
1000 ml	45/40	Ø 131 mm	EZ1062	les 10
2000 ml	45/40	Ø 166 mm	EZ1063	les 10
3000 ml	45/40	Ø 185 mm	EZ1064 *	l'unité
4000 ml	45/40	Ø 207 mm	EZ1065	l'unité
5000 ml	45/40	Ø 223 mm	EZ1066	l'unité
6000 ml	45/40	Ø 236 mm	EZ1067	l'unité
10000 ml	45/40	Ø 279 mm	EZ1068	l'unité
20000 ml	45/40	Ø 345 mm	EZ1069	l'unité

Ballons à fond plat et col rodé en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 4797, sauf la référence signalée *
- zone de marquage

capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
rodage 19/29				
50 ml	19/26	Ø 51 mm	EZ1070	les 10
100 ml	19/26	Ø 64 mm	EZ1071	les 10
250 ml	19/26	Ø 85 mm	EZ1072	les 10
500 ml	19/26	Ø 105 mm	EZ1073 *	les 10
rodage 24/29				
50 ml	24/29	Ø 51 mm	EZ1080	les 10
100 ml	24/29	Ø 64 mm	EZ1081	les 10
250 ml	24/29	Ø 85 mm	EZ1082	les 10
500 ml	24/29	Ø 105 mm	EZ1083	les 10
1000 ml	24/29	Ø 131 mm	EZ1084	les 10
2000 ml	24/29	Ø 166 mm	EZ1085	les 10
rodage 29/32				
50 ml	29/32	Ø 51 mm	EZ1090	les 10
100 ml	29/32	Ø 64 mm	EZ1091	les 10
250 ml	29/32	Ø 85 mm	EZ1092	les 10
500 ml	29/32	Ø 105 mm	EZ1093	les 10
1000 ml	29/32	Ø 131 mm	EZ1094	les 10
2000 ml	29/32	Ø 166 mm	EZ1095	les 10

Ballons à fond rond et col rodé en verre borosilicaté ambré



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 4797
- zone de marquage

capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
rodage 29/32				
50 ml	29/32	Ø 51 mm	EZ1110	les 10
100 ml	29/32	Ø 64 mm	EZ1111	les 10
250 ml	29/32	Ø 85 mm	EZ1112	les 10
500 ml	29/32	Ø 105 mm	EZ1113	les 10
1000 ml	29/32	Ø 131 mm	EZ1114	les 10