

Raccord NPT 1/8"
pour tuyaux ondulés



- en PP
- raccord en 3 parties : connexion NPT 1/8", écrou et bague en FEP
- connexion de tuyaux ondulés en matériau dur à une sortie NPT 1/8"

Ø int. tubes	réf.	Prix HT
Ø 6,5 mm	BW5143	
Ø 8,5 mm	BW5145	

Raccord olive coudé
en PP jaune



- en PP jaune
- connexion sur bouchons b.safe de tuyaux souples

raccord	long.	Ø voie	Ø int. tuyaux	réf.	Prix HT
NPT 1/8"	45mm	Ø4mm	Ø5,5/8mm	BW5030	

Raccord olive coudé
en PTFE blanc



- en PTFE blanc
- connexion sur bouchons b.safe de tuyaux souples

raccord	long.	Ø voie	Ø int. tuyaux	réf.	Prix HT
NPT 1/8"	45mm	Ø4mm	Ø6/8mm	BW5035	

Raccord olive droit
en PTFE



- en PTFE blanc
- connexion de tuyaux souples sur bouchons b.safe

raccord	long.	Ø voie	Ø int. tuyaux	réf.	Prix HT
NPT 1/8"	45mm	Ø4mm	Ø6/8mm	BW5031	

Raccords olives droites
en PP



- en PP blanc
- connexion de tuyaux souples sur bouchons b.safe

raccord	long.	Ø voie	Ø int. tuyaux	réf.	Prix HT
NPT 1/8"	23mm	Ø1,8mm	Ø2/3mm	BW2701	
NPT 1/8"	26mm	Ø2,3mm	Ø3/4 mm	BW2702	
NPT 1/8"	26mm	Ø2,8mm	Ø4/5mm	BW2703	
NPT 1/8"	30mm	Ø3,5mm	Ø5/6mm	BW2704	
NPT 1/8"	36mm	Ø4,8mm	Ø6,5/8mm	BW2705	
NPT 1/8"	40mm	Ø7,0mm	Ø9/10,5mm	BW2706	
NPT 1/4"	48mm	Ø10,0mm	Ø12/13,5mm	BW2707	
UNF 1/4"	30mm	Ø3,6mm	Ø6/8mm	BW2708	

Raccords olives angle 90°
en PP



- en PP blanc
- connexion de tuyaux souples sur bouchons b.safe

raccord	long.	Ø voie	Ø int. tuyaux	réf.	Prix HT
NPT 1/8"	30mm	Ø5mm	Ø6,5/8mm	BW5038	
NPT 1/8"	32mm	Ø7mm	Ø9,5/10,5mm	BW5039	
NPT 1/4"	41mm	Ø10mm	Ø12,5/13,5mm	BW5132	

Raccord olive Luerlock mâle



- en PP blanc
- connexion de tuyaux souples sur bouchons b.safe

raccord	long.	Ø voie	Ø int. tuyaux	réf.	Prix HT
LL mâle	21mm	Ø3,2mm	Ø4/5mm	BW5191	