

Liquides de référence standards cobalt-platine



- certifiés conforme au système d'assurance qualité ISO 9001, traçabilité conforme aux normes internationales
- conservation pendant 12 mois
- livrés avec certificats et fiche technique de sécurité
- en flacon de 500 ml

indice	référence	Prix HT
indice 0	LV3399	500 ml
indice 5	LV3414	500 ml
indice 10	LV3415	500 ml
indice 15	LV3416	500 ml
indice 30	LV3417	500 ml
indice 50	LV3418	500 ml
indice 100	LV3419	500 ml

Solution tampon DPD 1 Chlore libre/total



- détermination photométrique du chlore libre/total dans les analyses d'eau
- en flacons compte-gouttes 15 ml, avec capuchon à vis
- à l'unité ou par lots de 6 bouteilles
- code couleur pour le flacon : bleus ou verts
- sans acide borique
- conservation pendant 12 mois
- gamme 0,02 à 4 mg/l Chlore libre

flacon	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		l'unité		lots de 6 bouteilles
Bleu	LV7110	1x15ml	LV7116	6x15ml
Vert	LV7120	1x15ml	LV7126	6x15ml

Solution d'étalonnage de conductivité 1413 µS/cm



- flacon doseur 500 ml à deux cols : peut être utilisé comme récipient d'étalonnage ou gobelet doseur
- certificat d'analyse
- traçabilité selon NIST
- conductivité à +25°C : 1413 µS/cm ±0,5%
- liquide incolore
- conservation pendant 12 mois

conductivité à +25°C	référence	Prix HT
1413 µS/cm	LV7225	500 ml

Solution standard Nitrite



- flacon 7,5 ml
- 5 mg/L NO₂ = 1,5 mg/L N

standard	référence	Prix HT
5 mg/L NO ₂	LV4287	7,5 ml

Solution Standard DCO 5000 mg/l



- flacon 10 ml

standard	référence	Prix HT
5000 mg/l	LV4285	10 ml

Solution d'étalonnage conductivité 1413 µS et TDS 998 ppm



- facteur de conversion de F = 0,7
- flacon col étroit 100 ml
- conductivité à +25°C : 1413 µS/cm
- TDS à +25°C : 998 ppm
- liquide incolore
- conservation pendant 18 mois

standard	référence	Prix HT
1413 µS/cm - 998 ppm	LV6764	100 ml

Kit de réactifs Azote total gamme faible



- gamme : 0 à 25mg/L
- 25 tests
- contenu du kit :
 - 50 réactifs de persulfate N total
 - 50 réactif d'azote total A
 - 50 réactif d'azote total B
 - 1 flacon de 100 ml d'eau déionisée
 - 50 tubes d'hydroxyde d'azote total LR (gamme faible)
- dim. 300 x 294 x 208 mm / poids 1,27 kg

référence	Prix HT
LV5350	Kit Azote total gamme faible

Kit de réactifs Azote total gamme forte



- gamme : 0 à 25mg/L
- 25 tests
- contenu du kit :
 - 50 réactifs de persulfate N total
 - 50 réactif d'azote total A
 - 50 réactif d'azote total B
 - 1 flacon de 100 ml d'eau déionisée
 - 50 tubes d'hydroxyde d'azote total HR (gamme forte)
- dim. 300 x 294 x 208 mm / poids 980 g

référence	Prix HT
LV5360	Kit Azote total gamme forte