

Réacteurs cylindriques
en verre,
enveloppe thermostatique sous vide
et soupape de soutirage

VERRE
borosilicaté 3.3



- gradués
- avec rainures
- deux raccords avec brides à bille KF 15 ou KF 25 selon modèles
- valve bord 10 mm

bride	capacité	raccords	dimensions	réf.	Prix HT
DN 60	0,1 l.	KF 15	Ø120x280mm	EZ7050	
	0,25 l.	KF 15	Ø120x335mm	EZ7051	
	0,5 l.	KF 15	Ø120x425mm	EZ7052	
DN 100	0,25 l.	KF 15	Ø160x315mm	EZ7053	
	0,5 l.	KF 15	Ø160x330mm	EZ7054	
	1 l.	KF 15	Ø160x395mm	EZ7055	
	2 l.	KF 25	Ø160x490mm	EZ7056	
	3 l.	KF 25	Ø250x310mm	EZ7057	
	4 l.	KF 25	Ø250x460mm	EZ7058	
	2 l.	KF 25	Ø250x415mm	EZ7059	
DN 150	3 l.	KF 25	Ø250x460mm	EZ7060	
	4 l.	KF 25	Ø250x525mm	EZ7061	
	5 l.	KF 25	Ø250x570mm	EZ7062	

Réacteurs sphériques en verre,
avec enveloppe thermostatique

VERRE
borosilicaté 3.3



- avec rainures
- 2 raccords olives filetés (GL14 ou GL18) ou avec bride à bille (KF15 ou KF25)

bride	capacité	raccords	dimensions	réf.	Prix HT
Raccords filetés GL					
DN 60	0,25 l.	GL14	Ø105 x 155 mm	EZ7070	
	0,5 l.	GL14	Ø131 x 180 mm	EZ7071	
	1 l.	GL14	Ø165 x 215 mm	EZ7072	
	2 l.	GL18	Ø206 x 260 mm	EZ7073	
DN 100	4 l.	GL18	Ø236 x 295 mm	EZ7074	
	6 l.	GL18	Ø280 x 340 mm	EZ7075	
DN 150	6 l.	GL18	Ø280 x 355 mm	EZ7076	
Raccords bride à bille KF					
DN 60	0,25 l.	KF 15	Ø105 x 155 mm	EZ7080	
	0,5 l.	KF 15	Ø131 x 180 mm	EZ7081	
	1 l.	KF 15	Ø165 x 215 mm	EZ7082	
	2 l.	KF 15	Ø206 x 260 mm	EZ7083	
DN 100	4 l.	KF 15	Ø236 x 295 mm	EZ7084	
	6 l.	KF 15	Ø280 x 340 mm	EZ7085	
DN 150	10 l.	KF 15	Ø350 x 420 mm	EZ7086	
DN 200	6 l.	KF 15	Ø280 x 340 mm	EZ7087	
	10 l.	KF 15	Ø350 x 420 mm	EZ7088	

Réacteurs sphériques en verre,
avec enveloppe thermostatique
et soupape de soutirage

VERRE
borosilicaté 3.3



- 2 raccords olives filetés (GL14 ou GL18) ou avec bride à bille (KF15 ou KF25), livrés avec et 2 bouchons à vis en plastique

bride	capacité	raccords	dimensions	réf.	Prix HT
Raccords filetés GL					
DN 60	0,25 l.	GL14	Ø105 x 255 mm	EZ7090	
	0,5 l.	GL14	Ø131 x 280 mm	EZ7091	
	1 l.	GL14	Ø165 x 315 mm	EZ7092	
DN 100	2 l.	GL18	Ø206 x 360 mm	EZ7093	
	4 l.	GL18	Ø236 x 395 mm	EZ7094	
DN 150	6 l.	GL18	Ø280 x 440 mm	EZ7095	
DN 150	6 l.	GL18	Ø280 x 455 mm	EZ7096	
Raccords bride à bille KF					
DN 60	0,25 l.	KF 15	Ø105 x 255 mm	EZ7100	
	0,5 l.	KF 15	Ø131 x 280 mm	EZ7101	
	1 l.	KF 15	Ø165 x 315 mm	EZ7102	
	2 l.	KF 15	Ø206 x 360 mm	EZ7103	
DN 100	4 l.	KF 15	Ø236 x 395 mm	EZ7104	
	6 l.	KF 15	Ø280 x 440 mm	EZ7105	
DN 150	6 l.	KF 15	Ø280 x 455 mm	EZ7106	
	10 l.	KF 15	Ø350 x 525 mm	EZ7107	
DN 200	6 l.	KF 15	Ø250 x 440 mm	EZ7108	
	10 l.	KF 15	Ø350 x 525 mm	EZ7109	