

Couvercles de réacteur col centré

bride	col	hauteur	référence	Prix HT
DN 60	14/23	75 mm	EZ7110	
	29/32	85 mm	EZ7111	
DN 100	14/23	80 mm	EZ7112	
	29/32	95 mm	EZ7113	
	45/40	110 mm	EZ7114	
DN 150	29/32	125 mm	EZ7115	
	45/40	140 mm	EZ7116	
DN 200	29/32	150 mm	EZ7117	
	45/40	165 mm	EZ7118	

VERRE
borosilicaté 3.3

- couvercle à bride plate



Couvercles de réacteur col centré et col latéral

bride	col central	col latéral	hauteur	référence	Prix HT
DN 150	14/23	14/23	75 mm	EZ7120	
	29/32	14/23	85 mm	EZ7121	
	29/32	14/23	95 mm	EZ7122	
DN 100	29/32	29/32	95 mm	EZ7123	
	45/40	29/32	110 mm	EZ7124	
	29/32	29/32	125 mm	EZ7125	
DN 150	45/40	29/32	140 mm	EZ7126	
	29/32	29/32	150 mm	EZ7127	
DN 200	45/40	29/32	165 mm	EZ7128	

VERRE
borosilicaté 3.3

- couvercle à bride plate
- col central et col latéral incliné



Couvercles de réacteur col centré et deux cols latéraux

bride	col central	col latéral	hauteur	référence	Prix HT
DN 60	14/23	14/23	75 mm	EZ7130	
	29/32	14/23	85 mm	EZ7131	
	29/32	14/23	95 mm	EZ7132	
DN 100	29/32	29/32	95 mm	EZ7133	
	45/40	29/32	110 mm	EZ7134	
	29/32	29/32	125 mm	EZ7135	
DN 150	45/40	29/32	140 mm	EZ7136	
	29/32	29/32	150 mm	EZ7137	
DN 200	45/40	29/32	165 mm	EZ7138	

VERRE
borosilicaté 3.3

- couvercle à bride plate
- col central et deux cols latéraux inclinés



Couvercles de réacteur col centré et trois cols latéraux

bride	col central	col latéral	col vertical	hauteur	référence	Prix HT
DN 60	14/23	14/23	14/23	75 mm	EZ7140	
	29/32	14/23	14/23	85 mm	EZ7141	
	29/32	14/23	14/23	95 mm	EZ7142	
DN 100	29/32	29/32	14/23	95 mm	EZ7143	
	45/40	29/32	14/23	110 mm	EZ7144	
	29/32	29/32	14/23	125 mm	EZ7145	
DN 150	45/40	29/32	14/23	140 mm	EZ7146	
	29/32	29/32	14/23	150 mm	EZ7147	
DN 200	45/40	29/32	14/23	165 mm	EZ7148	

VERRE
borosilicaté 3.3

- couvercle à bride plate
- col central, col vertical et deux cols latéraux inclinés



Couvercles de réacteur col centré et quatre cols latéraux

bride	col central	col latéral	col vertical	hauteur	référence	Prix HT
DN 100	29/32	14/23	14/23	95 mm	EZ7150	
	29/32	29/32	14/23	95 mm	EZ7151	
	45/40	29/32	14/23	110 mm	EZ7152	
DN 150	29/32	29/32	14/23	125 mm	EZ7153	
	45/40	29/32	14/23	140 mm	EZ7154	
DN 200	29/32	29/32	14/23	150 mm	EZ7155	
	45/40	29/32	14/23	165 mm	EZ7156	

VERRE
borosilicaté 3.3

- couvercle à bride plate
- col central, col vertical et trois cols latéraux inclinés

