

Sièges de laboratoire Labster anti-bactériens



Sièges hygiéniques

- mécanique intégrée dans une enveloppe souple et lavable
- toutes les surfaces, lisses et sans interstices, sont accessibles et simples à nettoyer : les micro-organismes ne s'y développent pas
- classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1
- adaptés aux laboratoires biologiques classés S1, S2 et S3

Conception

- structure en acier chromé
- piétement en plastique, lisse, en étoile au diamètre réduit
- technique Auto-Motion: le siège accompagne le mouvement et s'incline automatiquement, lorsque l'utilisateur se penche en avant, assurant ainsi un angle toujours parfait entre dos et cuisses
- dossier avec rétrécissement pour libérer les mouvements et permettre toutes les manipulations
- assise et dossier réglables en hauteur
- deux revêtements lavables, résistants aux désinfectants et faciles d'entretien, au choix :
 - cuir synthétique, moelleux et confortable
 - mousse polyuréthane, plus robuste
- livrés démontés



1 Labster 2, avec roulettes assise h450-650 mm

2 Labster 2, avec roulettes et repose pied assise h450-650 mm

3 Labster 3, avec patins et repose pied assise h550-800 mm

modèle LABSTER	noir	bleu	gris	rouge	vert	blanc	Prix HT
	●	●	●	●	●	○	
Revêtement en cuir synthétique							
Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm	1	MB1010	MB1011	MB1012	MB1013	MB1014	MB1015
Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm, repose pied	2	MB1020	MB1021	MB1022	MB1023	MB1024	MB1025
Labster 3 : patins, assise h550-800 mm, repose pied	3	MB1030	MB1031	MB1032	MB1033	MB1034	MB1035
Revêtement en mousse Polyuréthane							
Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm	1	MB1110	-	MB1112	-	-	-
Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm, repose pied	2	MB1120	-	MB1122	-	-	-
Labster 3 : patins, assise h550-800 mm, repose pied	3	MB1130	-	MB1132	-	-	-

Sièges de laboratoire ESD Labster antistatiques et anti-bactériens

Sièges antistatiques

- mêmes caractéristiques que les sièges Labster
- conformes aux normes DIN EN61340-5-1 et ANSI/ESD S20.20-2021

modèle ESD LABSTER	noir	Prix HT
	●	
Revêtement en cuir synthétique		
ESD Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm	1	MB2010
ESD Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm, repose pied	2	MB2020
ESD Labster 3 : patins, assise h550-800 mm, repose pied	3	MB2030
Revêtement en mousse Polyuréthane		
ESD Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm	1	MB2110
ESD Labster 2 : roulettes, assise h450-650 mm, repose pied	2	MB2120
ESD Labster 3 : patins, assise h550-800 mm, repose pied	3	MB2130



1 ESD Labster 2, avec roulettes, assise h450-650 mm

2 ESD Labster 2, avec roulettes et repose pied, assise h450-650 mm

3 ESD Labster 3, avec patins et repose pied, assise h550-800 mm