

## Coffrets lave-œil étanches avec flacons de solution de chlorure de sodium

- premier-soin oculaire en cas de projection d'impuretés dans les yeux

**certification**  
CE DM 2017/745

### référence

Prix HT

**SR4650** 1 Station 230 x 110 x h280 mm :  
2 flacons x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium

**SR4816** Station 252 x 116 x h357 mm :  
2 flacons DUO x 1000 ml de solution stérile Chlorure de Sodium

- Coffrets muraux, étanches à la poussière, en polystyrène résistant aux chocs
- coffrets avec couvercle frontal à ouverture rapide, pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir
- pour un accès immédiat aux premiers-soins en cas d'accident oculaire
- spécialement adaptés aux sites de travail poussiéreux
- livrés avec kit de fixation

#### Contenu :

- livrés avec des flacons de solution 0,9% de chlorure de sodium, similaire aux sécrétions de l'œil humain
- en flacon standard avec une œillère et un capuchon anti-poussière, ou en flacon DUO à deux œillères, pour le rinçage simultané des deux yeux



1

## Coffrets lave-œil étanches combinés solution chlorure de sodium et solution pH neutre

- premier-soin oculaire en cas de projection d'impuretés dans les yeux et d'accident chimique

**certification**  
CE DM 2017/745




1



2



3



#### Contenu :

- Coffrets muraux, étanches à la poussière, en polystyrène résistant aux chocs
- coffrets avec couvercle frontal à ouverture rapide, pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir
- pour un accès immédiat aux premiers-soins en cas d'accident oculaire
- spécialement adaptés aux sites de travail poussiéreux
- livrés avec kit de fixation
- coffrets livrés avec des flacons, de solution :
- solution 0,9% de chlorure de sodium, similaire aux sécrétions de l'œil humain
- solution pH neutre stérile, tampon phosphate à 4,9%, composé de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain
- en flacon standard avec une œillère et un capuchon anti-poussière, ou en flacon DUO à deux œillères, pour le rinçage simultané des deux yeux

### référence

Prix HT

**SR4789** 1 Station 230 x 110 x h280 mm :  
1 flacon x 200 ml de solution pH neutre +  
1 flacon x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium

**SR4862** 2 Station 230 x 110 x h280 mm :  
1 flacon DUO x 500 ml de solution pH neutre +  
1 flacon DUO x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium

**SR4810** 3 Station 252 x 116 x h357 mm :  
1 flacon DUO x 500 ml de solution pH neutre +  
1 flacon DUO x 1000 ml de solution stérile Chlorure de Sodium