


Réacteurs cylindriques à fond plat

VERRE
borosilicaté 3.3

- gradués




bride	dimensions	capacité	référence	Prix HT
DN 60	Ø65 x 75 mm	0,1 l	EZ6850	
	Ø65 x 130 mm	0,25 l	EZ6851	
	Ø65 x 230 mm	0,5 l	EZ6852	
	Ø105 x 130 mm	0,25 l	EZ6853	
DN 100	Ø105 x 150 mm	0,5 l	EZ6854	
	Ø105 x 200 mm	1 l	EZ6855	
	Ø105 x 330 mm	2 l	EZ6856	
	Ø160 x 300 mm	3 l	EZ6857	
	Ø160 x 350 mm	4 l	EZ6858	
	Ø160 x 200 mm	2 l	EZ6859	
DN 150	Ø160 x 250 mm	3 l	EZ6860	
	Ø160 x 325 mm	4 l	EZ6861	
	Ø160 x 350 mm	5 l	EZ6862	
	Ø160 x 380 mm	6 l	EZ6863	
	Ø250 x 410 mm	10 l	EZ6864	
DN 200	Ø250 x 630 mm	20 l	EZ6865	
	Ø215 x 430 mm	10 l	EZ6866	
	Ø315 x 440 mm	20 l	EZ6867	

Réacteurs cylindriques à fond rond

VERRE
borosilicaté 3.3

- gradués



bride	dimensions	capacité	référence	Prix HT
DN 60	Ø65 x 85 mm	0,1 l	EZ6870	
	Ø65 x 150 mm	0,25 l	EZ6871	
	Ø65 x 220 mm	0,5 l	EZ6872	
	Ø105 x 260 mm	1 l	EZ6873	
DN 100	Ø105 x 140 mm	0,25 l	EZ6874	
	Ø105 x 160 mm	0,5 l	EZ6875	
	Ø105 x 205 mm	1 l	EZ6876	
	Ø105 x 340 mm	2 l	EZ6877	
	Ø160 x 310 mm	3 l	EZ6878	
	Ø160 x 360 mm	4 l	EZ6879	
DN 150	Ø160 x 210 mm	2 l	EZ6880	
	Ø160 x 260 mm	3 l	EZ6881	
	Ø160 x 335 mm	4 l	EZ6882	
	Ø160 x 360 mm	5 l	EZ6883	
	Ø160 x 390 mm	6 l	EZ6884	
	Ø250 x 420 mm	10 l	EZ6885	
DN 200	Ø250 x 640 mm	20 l	EZ6886	
	Ø215 x 310 mm	6 l	EZ6887	
	Ø215 x 450 mm	10 l	EZ6888	
	Ø315 x 465 mm	20 l	EZ6889	

Réacteurs cylindriques avec vanne de vidange

VERRE
borosilicaté 3.3

- avec graduations
- valve de 10 ou 20 mm selon modèle



bride	dimensions	capacité	référence	Prix HT
DN 60	Ø65 x 120 mm	0,05 l	EZ6890	
	Ø65 x 185 mm	0,1 l	EZ6891	
	Ø65 x 250 mm	0,25 l	EZ6892	
	Ø65 x 320 mm	0,5 l	EZ6893	
DN 100	Ø105 x 260 mm	0,5 l	EZ6894	
	Ø105 x 305 mm	1 l	EZ6895	
	Ø105 x 440 mm	2 l	EZ6896	
	Ø160 x 410 mm	3 l	EZ6897	
	Ø160 x 460 mm	4 l	EZ6898	
	Ø160 x 310 mm	2 l	EZ6899	
DN 150	Ø160 x 360 mm	3 l	EZ6900	
	Ø160 x 435 mm	4 l	EZ6901	
	Ø160 x 460 mm	5 l	EZ6902	
	Ø160 x 535 mm	6 l	EZ6903	
	Ø250 x 520 mm	10 l	EZ6904	
	Ø250 x 740 mm	20 l	EZ6905	
DN 200	Ø215 x 410 mm	6 l	EZ6906	
	Ø215 x 555 mm	10 l	EZ6907	
	Ø315 x 565 mm	20 l	EZ6908	

Réacteurs sphériques en verre, à col large

VERRE
borosilicaté 3.3

bride	dimensions	capacité	référence	Prix HT
DN 60	Ø85 x 120 mm	0,25 l	EZ6910	
	Ø105 x 145 mm	0,5 l	EZ6911	
	Ø131 x 175 mm	1 l	EZ6912	
DN 100	Ø131 x 185 mm	1 l	EZ6913	
	Ø165 x 210 mm	2 l	EZ6914	
	Ø206 x 260 mm	4 l	EZ6915	
	Ø236 x 285 mm	6 l	EZ6916	
	Ø280 x 330 mm	10 l	EZ6917	
	Ø350 x 400 mm	20 l	EZ6918	
DN 150	Ø236 x 285 mm	6 l	EZ6919	
	Ø280 x 335 mm	10 l	EZ6920	
	Ø350 x 410 mm	20 l	EZ6921	
DN 200	Ø236 x 325 mm	6 l	EZ6922	
	Ø280 x 305 mm	10 l	EZ6923	
	Ø350 x 385 mm	20 l	EZ6924	



Réacteurs sphériques en verre, avec vanne de vidange

VERRE
borosilicaté 3.3

bride	dimensions	capacité	référence	Prix HT
DN 60	Ø85 x 220 mm	0,25 l	EZ6930	
	Ø105 x 245 mm	0,5 l	EZ6931	
	Ø131 x 275 mm	1 l	EZ6932	
DN 100	Ø165 x 310 mm	2 l	EZ6933	
	Ø206 x 360 mm	4 l	EZ6934	
	Ø236 x 385 mm	6 l	EZ6935	
	Ø280 x 430 mm	10 l	EZ6936	
	Ø350 x 500 mm	20 l	EZ6937	
	Ø236 x 385 mm	6 l	EZ6938	
DN 150	Ø280 x 435 mm	10 l	EZ6939	
	Ø350 x 510 mm	20 l	EZ6940	
	Ø236 x 425 mm	6 l	EZ6941	
DN 200	Ø280 x 420 mm	10 l	EZ6942	
	Ø350 x 500 mm	20 l	EZ6943	



- valve de 10 ou 20 mm selon modèle