

## Burettes automatiques de Pellet **classe AS** robinet en **verre** ou en **PTFE**

**VERRE**

borosilicaté 3.3

**Classe AS**

marquage  
circulaire bleu

- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires bleues
- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- réglage automatique du zéro
- sans robinet intermédiaire

capacité	graduations	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
<b>Robinet en Verre</b>						
standard				bande Schellbach		
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4480	les 2	MR4483	les 2
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4481	les 2	MR4484	les 2
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4482	les 2	MR4485	les 2
<b>Robinet en PTFE</b>						
standard				bande Schellbach		
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4490	les 2	MR4493	les 2
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4491	les 2	MR4494	les 2
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4492	les 2	MR4495	les 2



### Flacons réservoirs 2000 ml en verre clair pour burettes de Pellet

**VERRE**

sodocalcique



- en verre sodocalcique
- col rodé 29/32 sans bouchon

	capacité	référence	Prix HT
flacons en verre clair	2 000 ml	MR4501	les 2

### Flacons réservoirs 2000 ml en verre ambré pour burettes de Pellet

**VERRE**

sodocalcique



- en verre sodocalcique
- col rodé 29/32 sans bouchon

	capacité	référence	Prix HT
flacons ambré	2 000 ml	MR4502	les 2