

# LAMES ADHÉSIVES COLORÉES



## Lames colorées adhésives Histobond®



Immunohistochimie  
et hybridation in situ.

- dimensions : 76 x 26 mm, épaisseur: 1 mm (±0,05 mm)
- adhérence des tissus grâce à la charge positive sur les 2 faces des lames : ancrage fiable empêchant les sections de tissu de flotter
- zone de marquage colorée de 20 mm compatible avec la plupart des types d'imprimantes et avec des marqueurs permanents
- conformes à la norme DIN ISO 8037/1
- verre borosilicaté transparent de haute qualité optique, conforme à la classe hydrolytique 1, exempt d'impureté
- autoclavables
- pré-nettoyées et prêtes à l'emploi
- bords droits (90°), rodés sans éclats et parfaitement propres



Les lames Histobond®+S offrent une charge positive considérablement plus élevée que les lames HistoBond®+ classiques, ceci améliore l'adhérence des coupes de tissu au verre même dans des conditions moins favorables, par exemple lors de l'utilisation de réactifs alcalins.

référence	lames adhésives Histobond®+				lames adhésives Histobond®+S			
	Coin 90°		Coin 45°		Coin 90°		Coin 45°	
plage dépolie <b>BLANCHE</b>	MF1410	les 100	MF1510	les 100	MF1610	les 100	MF1710	les 100
plage dépolie <b>JAUNE</b>	MF1411	les 100	MF1511	les 100	MF1611	les 100	MF1711	les 100
plage dépolie <b>VERTE</b>	MF1412	les 100	MF1512	les 100	MF1612	les 100	MF1712	les 100
plage dépolie <b>BLEUE</b>	MF1413	les 100	MF1513	les 100	MF1613	les 100	MF1713	les 100
plage dépolie <b>ROSE</b>	MF1414	les 100	MF1514	les 100	MF1614	les 100	MF1714	les 100
plage dépolie <b>ORANGE</b>	MF1415	les 100	MF1515	les 100	MF1615	les 100	MF1715	les 100

## Lames adhésives Color-PLUS PCL qualité Super Grade

**CITOTEST**

- surface adhésive hydrophobe
- zone de marquage dépolie, de couleur, profondeur 20 mm, résistant aux produits chimiques
- pour étiquetage conventionnel et marquage par stylo ou imprimantes de code-barres 2D
- dimensions : 25 x 75 mm
- épaisseur : 1,0-1,2 mm



référence	réf	Prix HT
coloris plage dépolie	bords rodés coins 90°	
<b>BLANCHE</b>	CT4050	les 72
<b>JAUNE</b>	CT4051	les 72
<b>VERTE</b>	CT4052	les 72
<b>BLEUE</b>	CT4053	les 72
<b>ROSE</b>	CT4054	les 72
<b>ORANGE</b>	CT4055	les 72
<b>MARRON</b>	CT4056	les 72
<b>VIOLETTE</b>	CT4057	les 72