

12 - ÉVACUATION DES DÉCHETS

SharpSafe® conteneurs de sécurité NF X 30-500

- ▶ récupération des déchets tranchants ou contaminés (y compris des aiguilles)
- ▶ résistance aux chocs, perforations et solvants



Sécurité maximum
pour les utilisateurs et
pour l'environnement.




Type A :
ouverture ovale
pour les corps de
seringues



Type B :
extraction des
aiguilles avec un
système anti-retour



Type C :
extraction des
aiguilles et cassure
des lames bistouri



Type D :
5 ouvertures : 1 pour éléments de
taille moyenne, 1 pour casser les
lames de bistouri, 1 pour extraction
d'aiguilles sanguines et cônes type
Luer, 1 pour aiguilles et papilles,
1 pour stylos à insuline

- **conteneurs certifiés NFX 30-500** : sécurité optimale pour les utilisateurs et pour l'environnement (qualité en conformité avec les recommandations du GERES/circulaire DH/S12 - DGS/VS3 n°554 du 01/09/98, résistance à la perforation de 12,5 N mini. 15 N en moyenne)
- **en polypropylène rigide**, résistant aux chocs, aux objets tranchants ou perforants, ainsi qu'aux solvants
- deux fermetures : une provisoire et une définitive
- autoclavables à +121°C et incinérables

capacité	dimensions (lxpxh)	covercle	transport	référence	Prix HT
0,20 litre	79 x 37 x 146 mm	type A	-	AX1014	1
0,45 litre	105 x 50 x 167 mm	type C	anse	AX1016	2
0,60 litre	106 x 54 x 221 mm	type A	anse	AX1020	3
1 litre	106 x 90 x 188 mm	type A + C	crochet	AX1050	4
2 litres	196 x 120 x 168 mm	type D	-	AX1100	5
4 litres	175 x 175 x 248 mm	type D	anse	AX1200	6
7 litres	175 x 175 x 382 mm	type D	-	AX1300	7