

**Tubes à échantillons 95 kPa
filetage interne**

PLASTIQUE
polypropylène



- tubes anti-fuite testés à 13,8 PSI (95 kPa)
- températures admissibles : -196 à +121°C
- centrifugeables et autoclavables
- livrés sans capuchons

capacité	dimensions	type	référence	Prix HT
1,2 ml	Ø 12,5 x h43 mm	avec jupe	DS4130	les 1000
2 ml	Ø 12,5 x h49 mm	avec jupe	DS4131	les 1000
4 ml	Ø 12,5 x h72 mm	fond rond	DS4132	les 1000
4 ml	Ø 12,5 x h72 mm	avec jupe	DS4133	les 1000
5 ml	Ø 12,5 x h92 mm	fond rond	DS4134	les 1000
capuchons avec joint d'étanchéité, autoclavables				
capuchons à jupe longue naturels			DS4140	les 1000
capuchons à jupe longue bleus			DS4141	les 1000
capuchons à jupe longue verts			DS4142	les 1000
capuchons à jupe longue lilas			DS4143	les 1000
capuchons à jupe longue oranges			DS4144	les 1000
capuchons à jupe longue rouges			DS4145	les 1000
capuchons à jupe longue jaunes			DS4146	les 1000
capuchons à jupe longue blancs			DS4147	les 1000

**Tubes à échantillons 95 kPa
filetage externe**

PLASTIQUE
polypropylène



- tubes anti-fuite testés à 13,8 PSI (95 kPa)
- en polypropylène non toxique
- températures admissibles de -196 à +121°C
- centrifugeables et autoclavables
- livrés sans capuchons

capacité	dimensions	type	référence	Prix HT
1,2 ml	Ø 12,5 x h43 mm	avec jupe	DS4150	les 1000
2 ml	Ø 12,5 x h48 mm	fond rond	DS4155	les 1000
2 ml	Ø 12,5 x h49 mm	avec jupe	DS4151	les 1000
3 ml	Ø 12,5 x h72 mm	avec jupe	DS4152	les 1000
4 ml	Ø 12,5 x h75 mm	fond rond	DS4156	les 1000
4 ml	Ø 12,5 x h76 mm	avec jupe	DS4153	les 1000
5 ml	Ø 12,5 x h92 mm	fond rond	DS4157	les 1000
5 ml	Ø 12,5 x h93 mm	avec jupe	DS4154	les 1000

capuchons en option, ci-dessous

**Tubes gradués 95 kPa
filetage externe**

PLASTIQUE
polypropylène



- tubes anti-fuite testés à 13,8 PSI (95 kPa)
- en polypropylène non toxique
- températures admissibles : -196 à +121°C
- zone de marquage
- centrifugeables et autoclavables
- livrés sans capuchons

capacité	dimensions	type	référence	Prix HT
1,2 ml	Ø 12,5 x h43 mm	avec jupe	DS4160	les 1000
2 ml	Ø 12,5 x h48 mm	fond rond	DS4165	les 1000
2 ml	Ø 12,5 x h49 mm	avec jupe	DS4161	les 1000
3 ml	Ø 12,5 x h72 mm	avec jupe	DS4162	les 1000
4 ml	Ø 12,5 x h75 mm	fond rond	DS4166	les 1000
4 ml	Ø 12,5 x h76 mm	avec jupe	DS4163	les 1000
5 ml	Ø 12,5 x h92 mm	fond rond	DS4167	les 1000
5 ml	Ø 12,5 x h93 mm	avec jupe	DS4164	les 1000

capuchons en option, ci-contre

**Capuchons pour tubes
à filetage externe**

PLASTIQUE
polypropylène



- capuchons autoclavables
- jupe longue

	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	capuchons avec lèvres de scellé		capuchons avec rondelle d'étanchéité	
Naturel	les 1000	DS4170	DS4180	
Bleu	les 1000	DS4171	DS4181	
Vert	les 1000	DS4172	DS4182	
Gris	les 1000	DS4173	DS4183	
Lilas	les 1000	DS4174	DS4184	
Orange	les 1000	DS4175	DS4185	
Rouge	les 1000	DS4176	DS4186	
Blancs	les 1000	DS4177	DS4187	
Jaune	les 1000	DS4178	DS4188	