

Flacons fermeture à vis  
en verre borosilicaté 3.3



VERRE  
borosilicaté 3.3

GL13-15-18-22



- épaisseur de paroi : 1 mm
- capuchon polypropylène autoclavable avec joint interne
- flacons et capuchons vendus séparément

capacité	dim. (Ø x h)	filetage	référence		Prix HT	
			flacons en verre borosilicaté	capuchons PP avec joint interne		
4 ml	Ø 15 x h45 mm	GL13	AF90204	les 100	AF91170	les 100
5 ml	Ø 18 x h50 mm	GL15	AF90205	les 250	AF91180	les 250
10 ml	Ø 22 x h48 mm	GL18	AF90211	les 100	AF92200	les 100
12 ml	Ø 19 x h65 mm	GL18	AF90212	les 100	AF92200	les 100
20 ml	Ø 28 x h65 mm	GL22	-	-	AF92800	les 100
24 ml	Ø 28 x h70 mm	GL22	AF90225	les 100	AF92800	les 100

Fioles fermeture à vis  
en verre borosilicaté 5.1



VERRE  
borosilicaté 5.1

GL13-15-18-22



- capuchon polypropylène noir avec joint interne
- autoclavables

capacité	Ø x h (mm)	capuchon	référence	Prix HT
4 ml	15 x h45	13/425	GW9602	les 100
10 ml	22 x h48	18/400	GW9604	les 100
12 ml	19 x h65	18/400	GW9605	les 100
15 ml	28 x h57	22/400	GW9606	les 100
24 ml	28 x h70	22/400	GW9607	les 100
35 ml	28 x h87	22/400	GW9608	les 100
40 ml	28 x h102	22/400	GW9609	les 128